

 Gefahr

- Bitte verwenden Sie das Produkt niemals mit den folgenden medizinischen elektronischen Geräten:
 1. Herzschrittmacher und andere implantierbare medizinische elektronische Geräte;
 2. künstliches Herz und künstliche Lunge und andere lebenserhaltende medizinische elektronische Geräte;
 3. Elektrokardiographen und andere medizinische elektronische Geräte;
 - Diese medizinischen elektronischen Geräte können Fehlfunktionen verursachen und lebensbedrohlich sein.
 4. An Tankstellen, in Werkstätten mit hohem Staubanfall, in Gas- und anderen brennbaren und leicht explosiven Bereichen ist die Verwendung verboten.

 Warnung

- Wenn der Patient gleichzeitig ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät und das Produkt am Körper anwendet, kann die Elektrode des Produkts Verbrennungen und Schäden am Produkt verursachen.
- Wenn das Produkt in der Nähe (1M) eines Kurzwellen- oder Mikrowellen-Therapiegeräts verwendet wird, kann die Leistung des Produkts instabil sein.
- Die Elektrode sollte während der Behandlung keinen Kontakt mit Wunden und Narben haben.
- Wenn Sie das Produkt verwenden, sollten Sie die Elektrode nicht in der Nähe des Brustherzens platzieren.
- Das Produkt ist für die Verwendung durch einen Benutzer empfohlen. Wenn es von verschiedenen Anwendern verwendet wird, reinigen Sie die Elektrode am Produkt, bevor Sie es verwenden.
- Wenn Sie das Produkt verwenden, kleben Sie die Elektrode fest und gleichmäßig auf die Haut.
- Die Elektrode dieses Produkts hat eine wärmeerzeugende Funktion. Wenn die Wärmekompressionsfunktion über einen längeren Zeitraum (mehr als 15 Minuten) auf dieselbe Stelle angewendet wird, kann es zu Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen kommen.
- Wenn Sie sich während oder nach der Verwendung unwohl fühlen, beenden Sie die Verwendung und suchen Sie einen Arzt auf.
- Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Zerlegen Sie das Produkt nicht, modifizieren Sie es nicht, überfluten Sie es nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer, andernfalls kann es zu Produktschäden und Explosionen kommen.

- In den folgenden Fällen sollten Sie vor der Verwendung einen Arzt aufsuchen, da es sonst zu Unfällen oder körperlichen Beschwerden kommen kann:
 1. Patienten, die sich in medizinischer Behandlung befinden und Unwohlsein verspüren.
 2. Patienten mit abnormalen Herz- und Hirnnerven.
 3. Patienten, deren Körpertemperatur 38 Grad übersteigt (Fieberperiode).
 4. Patienten mit Infektionskrankheiten.
 5. Patienten mit Hautwahrnehmungsstörungen oder Hautanomalien.
 6. Patienten unter Medikamenteneinfluss
 7. Patienten mit abnormalem Blutdruck.
 8. Patienten, die nicht in der Lage sind, ihre Wünsche zu äußern.
 9. Patienten mit sensorischen Beeinträchtigungen aufgrund von hohen peripheren Durchblutungsstörungen wie Diabetes.
 10. Patienten mit Hautallergien gegen Edelstahlelektroden.
- Die Verwendung unter den folgenden Bedingungen ist verboten:
 1. Patienten mit bösartigen Tumoren
 2. Patienten mit Blutungsneigung
 3. Schwangere Frauen, Wöchnerinnen
 4. Patienten mit akuten unterstützenden Entzündungen
 5. Träger von Herzschrittmachern
 6. Patienten mit Metallimplantaten
 7. In der Nähe des Herzens
- Verwenden Sie es nicht in der Nähe des Herzens, über dem Hals, dem Kopf, dem Mund, den Genitalien oder bei Hauterkrankungen und behandeln Sie nicht gleichzeitig die Fußsohlen. Außerdem sollten Sie bei der Anwendung die inneren Organe nicht komprimieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen medizinischen Geräten oder mit mehr als 2 Produkten.
- Verwenden Sie die Elektrode nicht für andere als die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke.
- Verwenden Sie die Elektrode nicht mit einer abgesplitterten oder beschädigten Oberfläche.
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.

Betriebsverfahren

1. Vor dem Gebrauch befeuchten Sie zuerst die Haut der Halswirbelsäule mit einem nassen Handtuch, und legen Sie dann das Produkt um den Hals, machen Sie die Elektrode in der Nähe der Haut der Halswirbelsäule, passen Sie die Position des Produkts, schalten Sie den Host und stellen Sie die entsprechende Massage-Intensität und Modus.

2. Drücken Sie die Taste Host "Ⓜ" zwei Sekunden lang, schalten Sie den Host ein (mit dem Summertone "beep" und Prompt-Licht), geben Sie den Standardmodus mit der Standardstufe (0) ein. Drücken Sie die Host-Taste, um die Intensität um eine Stufe zu erhöhen (mit einem Piepton). Drücken Sie die Taste bis Stufe 15 und hören Sie zwei "Piep"-Töne, ohne dass sich die Intensität ändert. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät zwei Sekunden lang die Taste "Host Ⓜ", hören Sie zwei "Piep"-Töne und schalten Sie die Produkte aus.
3. "M" auf der Fernbedienung ist die Modustaste. Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu wechseln. Es gibt drei Modi. Nach jedem Drücken ertönt ein "Piepton" und der nächste Modus wird aktiviert. Die drei Modi können zyklisch umgeschaltet werden (Hinweis: Tagesmodus, Entspannungsmodus, Trainingsmodus). Jedes Mal, wenn ein Modus umgeschaltet wird, kehrt die Intensität auf die Standardstufe 0 zurück.
4. "+" auf der Fernbedienung ist die Taste zur Erhöhung der Intensität. Nach jedem Drücken ertönt ein "Piepton" und die Intensität wird erhöht. Die Intensität ist in 15 Stufen unterteilt (0,1,2... 15). Wenn die Intensität auf Stufe 15 eingestellt ist, ertönen beim Drücken von "+" zwei "Pieptöne" mit der gleichen Intensität auf Stufe 15.
5. "-" auf der Fernbedienung ist die Taste zum Verringern der Intensität. Nach jeder Betätigung ertönt ein "Piepton" und die Intensität schaltet auf eine niedrigere Stufe. Die Intensität ist in 15 Stufen unterteilt (0,1,2... 15). Wenn die Intensität auf Stufe 0 steht, ertönen nach dem Drücken von "-" zwei "Pieptöne" mit der gleichen Intensität auf Stufe 15.
6. Halten Sie die Taste "+" zwei Sekunden lang gedrückt, um die Töne einzuschalten. Drücken Sie dann die Taste "-" zwei Sekunden lang, um die Töne auszuschalten.
7. "|||" auf der Fernbedienung ist die Heizungstaste. Drücken Sie die Heiztaste und starten Sie die Heizfunktion des Hosts mit einem "Piepton". Die beiden Elektroden werden mit einer Temperatur von 37-43°C beheizt.
8. Die Taste "|||" auf der Fernbedienung ist die Taste zum Ausschalten der Heizung. Drücken Sie die Taste "Heizung aus" und stoppen Sie die Heizfunktion mit zwei "Pieptönen".
9. Der Host wird für 15 Minuten eingeplant. Wenn der Host eingeschaltet ist, schaltet er sich nach 15 Minuten automatisch ab.
10. Wenn der Host eingeschaltet ist, schaltet sich das Gerät nach 30 Sekunden automatisch ab, wenn das Gerät nicht normal eingeschaltet wird.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung versorgt werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
- Setzen
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.