

## Emmi-60HC Plus



### Technische Daten Emmi-60HC Plus

#### Beschreibung:

Ultraschallreiniger 6,7 L mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse, Zeitschaltuhr 1–60min, Dauerbetrieb, Ablaufhahn, Heizung und Ultraschall-Leistungsregler.

#### Abmessungen:

Gerät-Außen (L x B x H): 380 x 190 x 310 mm  
Wanne-Innen (L x B x H): 300 x 150 x 150 mm  
Korb-Innen (L x B x H): 280 x 130 x 120 mm  
Korb-Maschenweite (ø): 11 mm

#### Inhalt:

Wanneninhalt: 6,7 Liter  
Arbeitsfüllmenge: 5,9 Liter

#### Ausstattung:

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301  
Gehäuse: Edelstahl 1.4301  
Schutzgrad: IP 32  
**Ablaufhahn:** Ja  
**Zeitschaltuhr:** 1–60min / Dauerbetrieb  
**Heizung:** 30–80 °C  
**Ultraschall-Leistungsregler:** 40 / 60 / 80 / 100 %

#### Technische Daten:

Schwingsystem: 4 PZT-Breitstrahl-Schwingsystem  
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant  
Betriebsart: Einfachhalbwellen  
Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz  
Ultraschall-Leistung: max. 240 Watt  
Heizleistung: 250 Watt  
Netzspannung: 50 / 60 Hz  
Netzanschluss: 220–240 V

