

Produktdatenblatt

miro-stripe



Zweckbestimmung:
Wundverband mit Kompresse zur temporären Wundabdeckung, nicht aktiv, nicht implantierbar

Anwendung durch:
medizinisches Fachpersonal
Risikoklasse:
Klasse I/unsteril - Anhang: VIII - Regel: 4
Haltbarkeit:
60 Monate

Produktbeschreibung:
Wasserabweisendes Injektionspflaster mit Wundkissen. Das wasserabweisende Trägermaterial ist mit einem Acrylatkleber beschichtet.

Indikation:
· zur kurzfristigen Abdeckung der Einstichstelle nach der Blutentnahme

Art-N°	Größe	Länge*	Breite	GTIN	PZN	VE	Farbe
17101	1	40mm	10mm	04044044000813	06853784	400 Stück	beige 
17102	2	60mm	20mm	04044044000820	06853790	200 Stück	beige 

Basic UDI für miro-stripe : 40440440040FQ - SRN: DE-MF-000005970

miro
miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
51674 Wiehl
Germany

Tel. 02262 7248-0
Fax: 02262 7248-48
E-Mail: info@miro-verbandstoffe.de
Webseite: www.miro-verbandstoffe.com

Ausgabestand: 28.11.2024



SCAN ME