

Emmi-100HC Plus



Technische Daten Emmi-100HC Plus

Beschreibung:

Ultraschallreiniger 10,6 L mit Edelstahl-Schwingwanne und -gehäuse, Zeitschaltuhr 1–60 min, Dauerbetrieb, Ablaufhahn, Heizung, Ultraschall-Leistungsregler, Sweeptechnik, Degasfunktion und Pulsefunktion.

Abmessungen:

Gerät-Außen (L x B x H): 385 x 285 x 330 mm
Wanne-Innen (L x B x H): 300 x 235 x 150 mm
Korb-Innen (L x B x H): 260 x 205 x 100 mm
Korb-Maschenweite: 12 mm

Inhalt:

Wanneninhalt: 10,6 Liter
Arbeitsfüllmenge: 10,0 Liter

Ausstattung:

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301
Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Schutzgrad: IP 32
Ablaufhahn: Ja
Zeitschaltuhr: 1–60 min / Dauerbetrieb
Heizung: 30–80°C

Ultraschall-Leistungsregler: 40 / 60 / 80 / 100%

Sweeptechnik: Ja (Steigerung der normalen Ultraschall-leistung bei besonders starken Verschmutzungen)

Degasfunktion: Ja (Entgasung des Leitungswassers vor Inbetriebnahme bewirkt eine optimale Ultraschall-leistung)

Pulsefunktion: Ja (Steigerung der normalen Ultraschall-leistung durch doppelte Power alle 2 Sek., 100–120 Watt mehr, bei besonders starken Verschmutzungen).

Technische Daten:

Schwingensystem: 6 PZT-Breitstrahl-Schwingensystem
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart: Einfachhalbwellen
Betriebsfrequenz: ca. 27 kHz
Ultraschall-Leistung: max. 480 Watt
Heizleistung: 350 Watt
Netzspannung: 50 / 60 Hz
Netzanschluss: 220–240 V



* Funktioniert nicht mit destilliertem Wasser.