



## Videolaryngoskop

Für Einmal-Spatel

# Videolaryngoskop

## Einmal-Spatel-System



REF 91.000.01.002



REF 91.000.03.001 - 004



REF 91.000.05.000

Das Videolaryngoskop für Einmal-Spatel ermöglicht ein vereinfachtes Intubieren auch bei schwierigem Atemweg. Ausgestattet ist das Videolaryngoskop mit einem großzügigen 3,5" dreh- und kippbaren LCD-Monitor. Das Gerät kann Bild und Videoaufnahmen erstellen. Die Formate der Daten sind für Bild (.jpg) und für Video (.mp4). Die Datenübertragung erfolgt über ein USB-Kabel. Eine einfache Bedienung rundet das Gerät ab.

Beschreibung	REF
Videolaryngoskop für Einmal-Spatel	91.000.01.002

Beschreibung	REF
Einmal-Spatel Mac 1, Kind	91.000.03.001
Einmal-Spatel Mac 2, Kind	91.000.03.002
Einmal-Spatel Mac 3, Erwachsener	91.000.03.003
Einmal-Spatel Mac 4, Erwachsener	91.000.03.004
Einmal-Spatel MAC DX3, Erw., schwieriger Atemweg	91.000.03.005

Beschreibung	REF
Tasche EMS für Videolaryngoskop, blau	91.000.05.000

Bestandteile	Parameter	Technische Daten
Display	3.5" LED-Farbbildschirm	
	Größe	94 mm x 70 mm x 12 mm
	Lichtquelle	LED
	Monitor	Flüssigkristallanzeige (LCD)
	Auflösung	640 x 480 (RGB)
	Format	4:3
Kamera	Bilderwiedergabe/Sekunde	30 FPS
	Auflösung	2.0 MPixel
	Antibeschlaglinse	
Akku	Beleuchtungsstärke	≥ 800 LUX
	Typ	wiederaufladbarer 3,7 V Lithium-Akku
	Leistung	120 Minuten
	Voltage	3.7 V
	Kapazität	3.400 mAh
	Aufladung	ca. 300 Mal
Stecker	Aufladezeit	ca. 8 Stunden
	Input	100-240 V , 50-60 Hz, 0,15 A
Aufladung	Output	5 V, 1,0 A
Gewicht	Micro USB-Ladekabel	
Speicherkarte	313 g	
Materialien	4 GB SD	
	Material	ABS (Acrylonitril Butadien Styrene), Edelstahl
Einmal-Spatel	Verpackung	PC (Polycarbonat)
		PE-Beutel